

TBU Tobacco Blow-Out Unit



Die Burghart TBU ermöglicht die Rückgewinnung von Tabak und Hülsen aus Zigaretten.

Mit Druckluft wird der Tabak in einen Auffangbeutel geblasen, während die Zigarettenhülse inklusive Filter intakt bleibt.

Technische Daten

Zigarettdurchmesser:	Ø7 mm bis Ø8.5 mm Formatteile werden notwendig bei 0,5 mm Abweichung
Druckluft:	Ölfrei & trocken, einstellbarer druck, min. 6 bar, ungefähr 100 l/min
Max. Luftdruck:	10 bar
Betriebs-Temperaturbereich:	15°C to 30°C
Max. Abmessungen:	224 x 120 x 29 mm
Nettogewicht:	363 g

Leistung: Ca. 12 Zigaretten pro Minute, abhängig vom Anwender.