

Druckpumpe für Multistimulator OG001



Die Druckpumpe für den OG001 Multistimulator versorgt bis zu 5 Odorantmodule Typ 2 (jedes mit 4 lpm) mit Druckluft. Mit diesem Gerät kann der Multistimulator unabhängig von hausinterner Druckluft betrieben werden.

Technische Daten

Fördermenge:	20 lpm / 2 bar (ölfrei und trocken)
Schall:	56 dB(A) im Abstand 1m in Höhe von 80cm, Pumpe auf Boden
Wärmelast:	200 W
Leistungsaufnahme:	510 VA (213 W)
Betriebsspannung:	220 – 240 V / 50 Hz
Abmessungen:	420 x 216 x 235 mm
Gewicht:	12 kg

Änderungen vorbehalten.