

Auswertung Schwellentest (Kopiervorlage)

Datum, Uhrzeit _____, _____

Name _____

Beruf _____

Alter _____

Raucher

☐ Ja ☐ Nein

Schwellentest

linksseitige Testung

Verd.						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

rechtsseitige Testung

Verd.						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ergebnisse (Mittelwert aus letzten 4 Wendepunkten)

links _____ rechts _____

beidseitige Testung

Verd.							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Ergebnis (Mittelwert aus letzten 4 Wendepunkten)

beidseits _____

Normwerte

Für die Auswertung kann die folgende Grafik herangezogen werden. Die Grafik wurde mit den Daten, der unter „Literatur“ erwähnten Normdatenstudie erstellt. Die Grafik ist nicht geschlechterspezifisch getrennt, da der Unterschied im Riechvermögen zwischen den Geschlechtern für die Auswertung nicht von einer relevanten Größe ist.

Die Einteilung der Bereiche Normosmie und Hyposmie ergeben sich aus den Daten der leistungsstärksten Altersgruppe (21-30) im Hinblick auf die Fähigkeit zu Riechen.

Da der Test mit Anosmikern nicht durchführbar ist, wurde 1 als Grenze für die Anosmie festgelegt¹.

Score - Normwerte Alle Probanden

