

Druckpumpe für Multistimulator OG001



Die Druckpumpe für den OG001 Multistimulator versorgt bis zu 5 Odorantmodule Typ 2 (jedes mit 4 lpm) mit Druckluft. Mit diesem Gerät kann der Multistimulator unabhängig von hausinterner Druckluft betrieben werden.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Fördermenge: | 20 lpm / 2 bar (ölfrei und trocken) |
| Schall: | 56 dB(A) im Abstand 1m in Höhe von 80cm, Pumpe auf Boden |
| Wärmelast: | 200 W |
| Leistungsaufnahme: | 510 VA (213 W) |
| Betriebsspannung: | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Abmessungen: | 420 x 216 x 235 mm |
| Gewicht: | 12 kg |

Änderungen vorbehalten.