

MUB-01 Masking Unit Burghart



MUB-01 Masking Unit

Mit der Masking Unit MUB-01 werden Zigaretten oder Filter automatisch etikettiert. Dies dient unter anderem dem Neutralisieren der Zigarettenmarke oder einer Markierung zur Vorbereitung der Proben für Blindversuche bei Raucherpanels. Die Ventilationszone kann in unterschiedlichen Winkeln (80° bis 360°) durch Etiketten in verschiedenen Abmessungen abgeklebt werden. Es können auch zwei gegenüberliegende kleine Etiketten aufgebracht werden, um die Finger des Rauchers zu simulieren. Der Haupteinsatzort der MUB-01 ist das Rauchlabor.

Technische Daten

Produktionsgeschwindigkeit:	30 Zigaretten o. Filterstäbe/min
Toleranz Etikettenpositionierung:	± 0,25 mm
Fassungsvermögen Zigarettenmagazin:	ca. 250 Zigaretten o. Filterstäbe
Zigarettenlänge:	70 bis 120 mm
Zigaretten Ø:	7,7 – 8,3 mm (Weitere auf Anfrage)
Etikettenbreite:	6 bis 20 mm
Etikettenlänge:	6 bis 30 mm
Betriebsspannung:	110 – 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	90 W
Druckluftanschluss:	5 bar (ölfrei/trocken), ca. 2 l/min
Abmessungen:	830 x 470 x 600 mm (L x B x H)
Gewicht:	40 kg

Änderungen vorbehalten